



# FreeStyle *LibreLink*

**Smartphone Compatibility Guide**

**Click here for English**

**Cliquez ici pour Français**

**Haga clic aquí para seleccionar Español**

**Klicka här för Svenska**

**Klicken Sie hier für Deutsch**

**Fare clic qui per Italiano**

**Hier klikken voor Nederlands**

**Valitse tästä kieleksi Suomi**

**انقر هنا للغة العربية**

# FreeStyle LibreLink App

## Smartphone Compatibility Guide

### What smartphones and operating systems are compatible with the FreeStyle LibreLink app?

FreeStyle LibreLink will only work with phones that meet the following minimum requirements:

- Android Operating System 5.0 and higher, Near Field Communication (NFC) capability
- iPhone 7 and higher running iOS 11 and higher

Scan performance varies due to differences in phone hardware and operating systems. The phone/operating systems in Table 1 have been tested and are recommended for use with FreeStyle LibreLink and FreeStyle Libre sensors. The phone/operating systems in Table 2 have been tested and are not recommended for use with FreeStyle LibreLink and FreeStyle Libre sensors.

For phone/operating systems other than those listed, Abbott Diabetes Care has not assessed scan performance.

Table 1: Recommended phone/operating system combinations

DESCRIPTION	SMARTPHONE MODEL	OPERATING SYSTEM
<b>Samsung Galaxy S5</b>	SM-G900M, SM-G900i, SM-G900F	Android 6.0.1
	SM-G900W8	Android 5.0
	SM-G900T	Android 5.1.1
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G9208/SS	Android 5.1.1
	SM-G9209, SM-G920F	Android 6.0.1
	SM-G920F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7 Edge</b>	SM-G935U	Android 6.0.1
	SM-G935F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7</b>	SM-G930F	Android 6.0.1
<b>Samsung Galaxy S8</b>	SM-G950F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S8+</b>	SM-G955F	Android 7.0
<b>Huawei Nexus 6P</b>	H1511	Android 6.0.1
<b>Google Pixel</b>	G-2PW4100	Android 7.1
<b>LG Nexus 5X</b>	LG-H791	Android 6.0
<b>iPhone 7</b>	A1660	iOS 11.1.1
<b>iPhone 7 Plus</b>	A1661	iOS 11.1
<b>iPhone 8</b>	A1863	iOS 11.1.2
<b>iPhone 8 Plus</b>	A1864	iOS 11.1.1
<b>iPhone X</b>	A1901	iOS 11.2.1

Table 2: Not recommended phone/operating system combinations

DESCRIPTION	SMARTPHONE MODEL	OPERATING SYSTEM
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T	Android 6.0.1

These tables will be updated as other phones and operating systems are evaluated.

# Application FreeStyle LibreLink

## Guide de compatibilité des smartphone

### Quels smartphones et systèmes d'exploitation sont compatibles avec l'application FreeStyle LibreLink ?

FreeStyle LibreLink fonctionne uniquement avec les téléphones qui répondent aux exigences minimum suivantes :

- Système d'exploitation Android 5.0 et ultérieur, capacité Near Field Communication (NFC)
- iPhone 7 et supérieur tournant sous iOS 11 et supérieur

Les performances de scan varient en raison des différences de matériel et de système d'exploitation des téléphones. Les téléphones/systèmes d'exploitation indiqués au Tableau 1 ont été testés et sont recommandés avec FreeStyle LibreLink et les capteurs FreeStyle Libre. Les téléphones/systèmes d'exploitation indiqués au Tableau 2 ont été testés et ne sont pas recommandés avec FreeStyle LibreLink et les capteurs FreeStyle Libre.

Abbott Diabetes Care n'a évalué les performances de scan d'aucun autre téléphone/système d'exploitation.

Tableau 1 : Combinaisons de téléphone/système d'exploitation recommandées

DESCRIPTION	MODÈLE DE SMARTPHONE	SYSTÈME D'EXPLOITATION
<b>Samsung Galaxy S5</b>	SM-G900M, SM-G900i, SM-G900F	Android 6.0.1
	SM-G900W8	Android 5.0
	SM-G900T	Android 5.1.1
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G9208/SS	Android 5.1.1
	SM-G9209, SM-G920F	Android 6.0.1
	SM-G920F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7 Edge</b>	SM-G935U	Android 6.0.1
	SM-G935F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7</b>	SM-G930F	Android 6.0.1
<b>Samsung Galaxy S8</b>	SM-G950F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S8+</b>	SM-G955F	Android 7.0
<b>Huawei Nexus 6P</b>	H1511	Android 6.0.1
<b>Google Pixel</b>	G-2PW4100	Android 7.1
<b>LG Nexus 5X</b>	LG-H791	Android 6.0
<b>iPhone 7</b>	A1660	iOS 11.1.1
<b>iPhone 7 Plus</b>	A1661	iOS 11.1
<b>iPhone 8</b>	A1863	iOS 11.1.2
<b>iPhone 8 Plus</b>	A1864	iOS 11.1.1
<b>iPhone X</b>	A1901	iOS 11.2.1

Tableau 2 : Combinaisons de téléphone/système d'exploitation non recommandées

DESCRIPTION	MODÈLE DE SMARTPHONE	SYSTÈME D'EXPLOITATION
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T	Android 6.0.1

Ces tableaux seront actualisés à mesure que d'autres téléphones et systèmes d'exploitation sont évalués.

# Aplicación FreeStyle LibreLink

## Guía de compatibilidad para smartphone

### ¿Qué smartphones y sistemas operativos son compatibles con la aplicación FreeStyle LibreLink?

FreeStyle LibreLink solo funcionará en teléfonos que cumplan los siguientes requisitos mínimos:

- Sistema operativo Android 5.0 y superior, función de transmisión de datos en proximidad (NFC)
- iPhone 7 y superior con iOS 11 y superior

El rendimiento del escaneo varía según las diferencias en hardware y sistemas operativos de los teléfonos. Los teléfonos/sistemas operativos indicados en la tabla 1 se han probado y se recomienda su uso con FreeStyle LibreLink y los sensores FreeStyle Libre. Los teléfonos/sistemas operativos indicados en la tabla 2 se han probado y no se recomienda su uso con FreeStyle LibreLink y los sensores FreeStyle Libre.

Abbott Diabetes Care no ha evaluado el rendimiento del escaneo en otros teléfonos/sistemas operativos diferentes a los indicados en la lista.

Tabla 1: Combinaciones recomendadas de teléfono/sistema operativo

DESCRIPCIÓN	MODELO DE SMARTPHONE	SISTEMA OPERATIVO
<b>Samsung Galaxy S5</b>	SM-G900M, SM-G900i, SM-G900F	Android 6.0.1
	SM-G900W8	Android 5.0
	SM-G900T	Android 5.1.1
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G9208/SS	Android 5.1.1
	SM-G9209, SM-G920F	Android 6.0.1
	SM-G920F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7 Edge</b>	SM-G935U	Android 6.0.1
	SM-G935F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7</b>	SM-G930F	Android 6.0.1
<b>Samsung Galaxy S8</b>	SM-G950F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S8+</b>	SM-G955F	Android 7.0
<b>Huawei Nexus 6P</b>	H1511	Android 6.0.1
<b>Google Pixel</b>	G-2PW4100	Android 7.1
<b>LG Nexus 5X</b>	LG-H791	Android 6.0
<b>iPhone 7</b>	A1660	iOS 11.1.1
<b>iPhone 7 Plus</b>	A1661	iOS 11.1
<b>iPhone 8</b>	A1863	iOS 11.1.2
<b>iPhone 8 Plus</b>	A1864	iOS 11.1.1
<b>iPhone X</b>	A1901	iOS 11.2.1

Tabla 2: Combinaciones no recomendadas de teléfono/sistema operativo

DESCRIPCIÓN	MODELO DE SMARTPHONE	SISTEMA OPERATIVO
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T	Android 6.0.1

Estas tablas se actualizarán a medida que se evalúen otros teléfonos y sistemas operativos.

# FreeStyle LibreLink-app

## Smarttelefonens kompatibilitetsguide

### Vilka smarttelefoner och operativsystem är kompatibla med FreeStyle LibreLink-appen?

FreeStyle LibreLink kommer endast att fungera med telefoner som uppfyller följande minimikrav:

- Androidoperativsystem 5.0 och senare, NFC-möjlighet (Near Field Communication)
- iPhone 7 och senare som använder iOS 11 eller senare

Avläsningsprestanda varierar på grund av skillnader i telefonens hårdvara och operativsystem. Telefonen/operativsystemen i Tabell 1 har testats och rekommenderas för användning med FreeStyle LibreLink-app och FreeStyle Libre-sensorer. Telefonen/operativsystemen i Tabell 2 har testats och rekommenderas inte för användning med FreeStyle LibreLink-app och FreeStyle Libre-sensorer.

För andra telefoner/operativsystem än de som listats, har Abbott Diabetes Care inte bedömt avläsningsprestanda.

Tabell 1: Rekommenderade telefon-/operativsystemkombinationer

BESKRIVNING	SMARTTELEFONMODELL	OPERATIVSYSTEM
<b>Samsung Galaxy S5</b>	SM-G900M, SM-G900i, SM-G900F	Android 6.0.1
	SM-G900W8	Android 5.0
	SM-G900T	Android 5.1.1
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G9208/SS	Android 5.1.1
	SM-G9209, SM-G920F	Android 6.0.1
	SM-G920F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7 Edge</b>	SM-G935U	Android 6.0.1
	SM-G935F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7</b>	SM-G930F	Android 6.0.1
<b>Samsung Galaxy S8</b>	SM-G950F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S8+</b>	SM-G955F	Android 7.0
<b>Huawei Nexus 6P</b>	H1511	Android 6.0.1
<b>Google Pixel</b>	G-2PW4100	Android 7.1
<b>LG Nexus 5X</b>	LG-H791	Android 6.0
<b>iPhone 7</b>	A1660	iOS 11.1.1
<b>iPhone 7 Plus</b>	A1661	iOS 11.1
<b>iPhone 8</b>	A1863	iOS 11.1.2
<b>iPhone 8 Plus</b>	A1864	iOS 11.1.1
<b>iPhone X</b>	A1901	iOS 11.2.1

Tabell 2: Icke rekommenderade telefon-/operativsystemkombinationer

BESKRIVNING	SMARTTELEFONMODELL	OPERATIVSYSTEM
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T	Android 6.0.1

Dessa tabeller kommer att uppdateras när andra telefoner och operativsystem utvärderas.

# FreeStyle LibreLink App

## Hinweise zur Smartphone-Kompatibilität

### Welche Smartphones und Betriebssysteme sind mit der FreeStyle LibreLink App kompatibel?

FreeStyle LibreLink funktioniert nur auf Smartphones, die die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

- Betriebssystem Android 5.0 und höher, NFC-fähig (Nahfeldkommunikation)
- iPhone 7 und höher mit iOS 11 und höher

Aufgrund von Unterschieden in der Smartphone-Hardware und den Betriebssystemen variiert die Scanleistung. Die in Tabelle 1 aufgeführten Smartphones/Betriebssysteme wurden getestet und werden für die Verwendung mit der FreeStyle LibreLink App und FreeStyle Libre Sensoren empfohlen. Die in Tabelle 2 aufgeführten Smartphones/Betriebssysteme wurden getestet und werden nicht für die Verwendung mit der FreeStyle LibreLink App und FreeStyle Libre Sensoren empfohlen.

Andere als die hier aufgeführten Smartphones/Betriebssysteme wurden von Abbott Diabetes Care nicht auf ihre Scanleistung getestet.

Tabelle 1: Empfohlene Smartphone/Betriebssystem-Kombinationen

BESCHREIBUNG	SMARTPHONE-MODELL	BETRIEBSSYSTEM
<b>Samsung Galaxy S5</b>	SM-G900M, SM-G900i, SM-G900F	Android 6.0.1
	SM-G900W8	Android 5.0
	SM-G900T	Android 5.1.1
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G9208/SS	Android 5.1.1
	SM-G9209, SM-G920F	Android 6.0.1
	SM-G920F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7 Edge</b>	SM-G935U	Android 6.0.1
	SM-G935F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7</b>	SM-G930F	Android 6.0.1
<b>Samsung Galaxy S8</b>	SM-G950F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S8+</b>	SM-G955F	Android 7.0
<b>Huawei Nexus 6P</b>	H1511	Android 6.0.1
<b>Google Pixel</b>	G-2PW4100	Android 7.1
<b>LG Nexus 5X</b>	LG-H791	Android 6.0
<b>iPhone 7</b>	A1660	iOS 11.1.1
<b>iPhone 7 Plus</b>	A1661	iOS 11.1
<b>iPhone 8</b>	A1863	iOS 11.1.2
<b>iPhone 8 Plus</b>	A1864	iOS 11.1.1
<b>iPhone X</b>	A1901	iOS 11.2.1

Tabelle 2: Nicht empfohlene Smartphone/Betriebssystem-Kombinationen

BESCHREIBUNG	SMARTPHONE-MODELL	BETRIEBSSYSTEM
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T	Android 6.0.1

Sobald weitere Smartphones und Betriebssysteme ausgewertet wurden, werden diese Tabellen aktualisiert.

# App FreeStyle LibreLink

## Guida di compatibilità per smartphone

### Quali smartphone e sistemi operativi sono compatibili con l'app FreeStyle LibreLink?

FreeStyle LibreLink funziona unicamente con i telefoni che soddisfano i seguenti requisiti minimi:

- sistema operativo Android 5.0 e successivi, funzionalità Near Field Communication (NFC)
- iPhone 7 e modelli successivi con iOS 11 e versioni successive

Le prestazioni di scansione variano in funzione delle differenze nell'hardware e i sistemi operativi dei telefoni. I telefoni/sistemi operativi inclusi nella Tabella 1 sono stati testati e sono consigliati per l'uso con FreeStyle LibreLink e i sensori FreeStyle Libre. I telefoni/sistemi operativi inclusi nella Tabella 2 sono stati testati e non sono consigliati per l'uso con FreeStyle LibreLink e i sensori FreeStyle Libre.

Per quanto riguarda i telefoni/sistemi operativi non elencati, Abbott Diabetes Care non ha valutato le prestazioni di scansione.

Tabella 1. Combinazioni telefono/sistema operativo consigliate

DESCRIZIONE	MODELLO DI SMARTPHONE	SISTEMA OPERATIVO
<b>Samsung Galaxy S5</b>	SM-G900M, SM-G900i, SM-G900F	Android 6.0.1
	SM-G900W8	Android 5.0
	SM-G900T	Android 5.1.1
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G9208/SS	Android 5.1.1
	SM-G9209, SM-G920F	Android 6.0.1
	SM-G920F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7 Edge</b>	SM-G935U	Android 6.0.1
	SM-G935F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7</b>	SM-G930F	Android 6.0.1
<b>Samsung Galaxy S8</b>	SM-G950F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S8+</b>	SM-G955F	Android 7.0
<b>Huawei Nexus 6P</b>	H1511	Android 6.0.1
<b>Google Pixel</b>	G-2PW4100	Android 7.1
<b>LG Nexus 5X</b>	LG-H791	Android 6.0
<b>iPhone 7</b>	A1660	iOS 11.1.1
<b>iPhone 7 Plus</b>	A1661	iOS 11.1
<b>iPhone 8</b>	A1863	iOS 11.1.2
<b>iPhone 8 Plus</b>	A1864	iOS 11.1.1
<b>iPhone X</b>	A1901	iOS 11.2.1

Tabella 2. Combinazioni telefono/sistema operativo non consigliate

DESCRIZIONE	MODELLO DI SMARTPHONE	SISTEMA OPERATIVO
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T	Android 6.0.1

Queste tabelle verranno aggiornate con altri telefoni e sistemi operativi che saranno sottoposti a valutazione.

# FreeStyle LibreLink-app

## Compatibiliteitsgids smartphones

### Welke smartphones en besturingssystemen zijn compatibel met de FreeStyle LibreLink-app?

FreeStyle LibreLink werkt alleen op telefoons die voldoen aan de volgende minimumvereisten:

- Android-besturingssysteem 5.0 en hoger, NFC-functie (Near Field Communication)
- iPhone 7 en hoger met iOS 11 en hoger

De scanprestaties kunnen verschillen afhankelijk van de hardware en het besturingssysteem van de telefoon. De telefoons/besturingssystemen in tabel 1 zijn getest en worden aanbevolen voor gebruik met FreeStyle LibreLink en FreeStyle Libre-sensoren. De telefoons/besturingssystemen in tabel 2 zijn getest en worden niet aanbevolen voor gebruik met FreeStyle LibreLink en FreeStyle Libre-sensoren.

Voor andere dan de vermelde telefoons/besturingssystemen heeft Abbott Diabetes Care de scanprestaties niet geëvalueerd.

Tabel 1: Aanbevolen combinaties telefoon/besturingssysteem

BESCHRIJVING	MODEL SMARTPHONE	BESTURINGSSYSTEEM
<b>Samsung Galaxy S5</b>	SM-G900M, SM-G900i, SM-G900F	Android 6.0.1
	SM-G900W8	Android 5.0
	SM-G900T	Android 5.1.1
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G9208/SS	Android 5.1.1
	SM-G9209, SM-G920F	Android 6.0.1
	SM-G920F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7 Edge</b>	SM-G935U	Android 6.0.1
	SM-G935F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7</b>	SM-G930F	Android 6.0.1
<b>Samsung Galaxy S8</b>	SM-G950F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S8+</b>	SM-G955F	Android 7.0
<b>Huawei Nexus 6P</b>	H1511	Android 6.0.1
<b>Google Pixel</b>	G-2PW4100	Android 7.1
<b>LG Nexus 5X</b>	LG-H791	Android 6.0
<b>iPhone 7</b>	A1660	iOS 11.1.1
<b>iPhone 7 Plus</b>	A1661	iOS 11.1
<b>iPhone 8</b>	A1863	iOS 11.1.2
<b>iPhone 8 Plus</b>	A1864	iOS 11.1.1
<b>iPhone X</b>	A1901	iOS 11.2.1

Tabel 2: Niet-aanbevolen combinaties telefoon/besturingssysteem

BESCHRIJVING	MODEL SMARTPHONE	BESTURINGSSYSTEEM
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T	Android 6.0.1

Deze tabellen worden bijgewerkt wanneer er in de toekomst andere telefoons en besturingssystemen worden geëvalueerd.



# FreeStyle LibreLink -sovellus

## Älypuhelimien yhteensopivuusopas

### Mitkä älypuhelimet ja käyttöjärjestelmät ovat FreeStyle LibreLink -sovelluksen kanssa yhteensopivia?

FreeStyle LibreLink toimii vain puhelinten kanssa, jotka täyttävät seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Android-käyttöjärjestelmä 5.0 tai uudempi, Near Field Communication (NFC) -kyky
- iPhone 7 tai uudempi, jossa käyttöjärjestelmänä iOS 11 tai uudempi

Skannauksen suorituskyky vaihtelee puhelinlaitteiden ja käyttöjärjestelmien eroista johtuen. Taulukon 1 sisältämät puhelin-/käyttöjärjestelmät on testattu ja niitä suositellaan käytettäväksi FreeStyle LibreLink -sovelluksen ja FreeStyle Libre -sensorien kanssa. Taulukon 2 sisältämät puhelin-/käyttöjärjestelmät on testattu ja niitä ei suositella käytettäväksi FreeStyle LibreLink -sovelluksen ja FreeStyle Libre -sensorien kanssa.

Abbott Diabetes Care ei ole arvioinut skannauksen suorituskykyä muista kuin kyseisistä luetelluista puhelin-/käyttöjärjestelmistä.

Taulukko 1: Suositellut puhelin-/käyttöjärjestelmäyhdistelmät

KUVAUS	ÄLYPUHELINMALLI	KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
<b>Samsung Galaxy S5</b>	SM-G900M, SM-G900i, SM-G900F	Android 6.0.1
	SM-G900W8	Android 5.0
	SM-G900T	Android 5.1.1
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G9208/SS	Android 5.1.1
	SM-G9209, SM-G920F	Android 6.0.1
	SM-G920F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7 Edge</b>	SM-G935U	Android 6.0.1
	SM-G935F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S7</b>	SM-G930F	Android 6.0.1
<b>Samsung Galaxy S8</b>	SM-G950F	Android 7.0
<b>Samsung Galaxy S8+</b>	SM-G955F	Android 7.0
<b>Huawei Nexus 6P</b>	H1511	Android 6.0.1
<b>Google Pixel</b>	G-2PW4100	Android 7.1
<b>LG Nexus 5X</b>	LG-H791	Android 6.0
<b>iPhone 7</b>	A1660	iOS 11.1.1
<b>iPhone 7 Plus</b>	A1661	iOS 11.1
<b>iPhone 8</b>	A1863	iOS 11.1.2
<b>iPhone 8 Plus</b>	A1864	iOS 11.1.1
<b>iPhone X</b>	A1901	iOS 11.2.1

Taulukko 2: Ei-suositellut puhelin-/käyttöjärjestelmäyhdistelmät

KUVAUS	ÄLYPUHELINMALLI	KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
<b>Samsung Galaxy S6</b>	SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T	Android 6.0.1

Näitä taulukoita päivitetään, kun muita puhelimia ja käyttöjärjestelmiä arvioidaan.

# تطبيق فري ستايل ليبري لينك

دليل توافق الهاتف الذكي

## ما الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل المتوافقة مع تطبيق فري ستايل ليبري لينك؟

سيعمل تطبيق فري ستايل ليبري لينك فقط مع الهواتف التي تفي بالمتطلبات الدنيا التالية:

- نظام تشغيل أندرويد 5.0 أو أعلى، القدرة على إجراء الاتصالات قريبة المدى (NFC)
- آيفون 7 وأعلى منه يشتغل على نظام iOS 11 وأعلى منه

يتنوع أداء المسح نتيجة للاختلافات في أجهزة الهواتف وأنظمة التشغيل. تم اختبار الهواتف/أنظمة التشغيل في الجدول 1، ويوصى باستخدامها مع تطبيق فري ستايل ليبري لينك ومجسات فري ستايل ليبري. تم اختبار الهواتف/أنظمة التشغيل في الجدول 2، ولا يوصى باستخدامها مع تطبيق فري ستايل ليبري لينك ومجسات فري ستايل ليبري.

للهواتف/أنظمة التشغيل بخلاف تلك المدرجة، لم تقم Abbott Diabetes Care بتقييم أداء المسح.

الجدول 1: توليفات الهواتف/أنظمة التشغيل الموصى بها

الوصف	طراز الهاتف الذكي	نظام التشغيل
Samsung Galaxy S5	SM-G900M, SM-G900i, SM-G900F	Android 6.0.1
	SM-G900W8	Android 5.0
	SM-G900T	Android 5.1.1
Samsung Galaxy S6	SM-G9208/SS	Android 5.1.1
	SM-G9209, SM-G920F	Android 6.0.1
	SM-G920F	Android 7.0
Samsung Galaxy S7 Edge	SM-G935U	Android 6.0.1
	SM-G935F	Android 7.0
Samsung Galaxy S7	SM-G930F	Android 6.0.1
Samsung Galaxy S8	SM-G950F	Android 7.0
Samsung Galaxy S8+	SM-G955F	Android 7.0
Huawei Nexus 6P	H1511	Android 6.0.1
Google Pixel	G-2PW4100	Android 7.1
LG Nexus 5X	LG-H791	Android 6.0
iPhone 7	A1660	iOS 11.1.1
iPhone 7 Plus	A1661	iOS 11.1
iPhone 8	A1863	iOS 11.1.2
iPhone 8 Plus	A1864	iOS 11.1.1
iPhone X	A1901	iOS 11.2.1

الجدول 2: توليفات الهواتف/أنظمة التشغيل غير الموصى بها

الوصف	طراز الهاتف الذكي	نظام التشغيل
Samsung Galaxy S6	SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T	Android 6.0.1

سيتم تحديث هذه الجداول مع تقييم هواتف وأنظمة تشغيل أخرى.