



- Niet coderen; direct klaar voor gebruik
- Vrijwel pijnloos testen met slechts 0,3µL
- Extra grote cijfers, extra grote toetsen
- Houdbaarheid van teststrips tot 2 jaar: ook na openen van de verpakking
- Nauwkeurig resultaat in ca. 5 seconden
- Goedgekeurd door het Nederlands onderzoeksinstituut TNO

### Een teststrip waarop u kunt vertrouwen

De teststrip van de FreeStyle Freedom Lite biedt een exacte en betrouwbare controle van de bloedglucose en zorgt ervoor dat de meting niet kan beginnen met te weinig bloed. U heeft indien noodzakelijk tot 1 minuut de tijd om meer bloed toe te voegen.

Een ander voordeel van de FreeStyle Freedom Lite teststrip is de lange houdbaarheid, tot twee jaren zelfs met geopende verpakking. Daarom hoeft u zelden of nooit teststrips weg te gooien op grond van foutmeldingen of omdat ze te oud zijn.

### Kwaliteitseisen TNO

Abbott stelt hoge eisen aan het gebruiksgemak en betrouwbaarheid van bloedglucosemeters. Daarom is de FreeStyle Freedom Lite uitvoerig getest en voldoet het aan de strenge eisen van het Nederlands onderzoeksinstituut TNO.



Ga voor meer informatie en bestellingen naar [www.abbottdiabetescare.nl](http://www.abbottdiabetescare.nl) of bel onze klantenservice op telefoonnummer 0800 - 022 88 28 (gratis)

ADGFFLCF0209



FreeStyle Freedom Lite  
– optimaal gemak voor iedereen!

Niet meer coderen



# FreeStyle Freedom Lite maak het leven een beetje eenvoudiger

## Geen codering! Direct klaar voor gebruik!

De FreeStyle Freedom Lite is de keuze voor u als u de voorkeur geeft aan een eenvoudige en duidelijke bloedglucosemeter. In tegenstelling tot veel andere meters hoeft de FreeStyle Freedom Lite niet te worden gecodeerd. Geen cijfercombinaties die gecontroleerd moeten worden, geen codewaarden die handmatig ingevoerd dienen te worden, geen knoppen die u in een bepaalde volgorde moet indrukken – gewoon de teststrip erin schuiven en de bloedglucose meten. Makkelijker kan het niet!

## Zeer groot scherm met duidelijke cijfers

De FreeStyle Freedom Lite heeft de grootste cijfers van alle verkrijgbare meters, zodat het aflezen van het resultaat heel eenvoudig is. Geen enkele andere meter is zo duidelijk. En natuurlijk beschikt de meter verder over alles wat u nodig heeft om uw bloedglucose onder controle te houden. De 400 laatste metingen worden in het geheugen opgeslagen en met een simpele druk op de knop worden de verschillende gemiddelde waarden getoond.



## Minimale bloeddruppel, vrijwel pijnloos testen

De teststrips voor de FreeStyle Freedom Lite werken al met een uiterst kleine bloeddruppel, de kleinste van alle meters ter wereld. Dat houdt ook in dat u niet zo diep hoeft te prikken, het is zowat pijnloos – een aantrekkelijk voordeel als u vaak moet testen. En hoe kleiner de bloeddruppel, hoe kleiner ook de kans op vlekken, bijvoorbeeld op papier, kleding en lakens.

**0,3  $\mu$ L monstervolume**  
FreeStyle Freedom Lite

**0,6  $\mu$ L–1,5  $\mu$ L monstervolume**  
Andere meters